



## Jalostustarkastukseen osallistuvat henkilöt ja varusteluettelo

### ULKOMUODON JALOSTUSTARKASTUKSEEN TARVITTAVAT HENKILÖT JA TARVIKKEET

- 1–2 ulkomuodon tarkastajaa
- mikrosirun lukulaite + varaparisto
- tarkastajille: pöytä, tuolit, kirjoitusvälineet, lomakkeet ja ohjeet
- käsipyyhkeitä, käsien desinfiointiaine
- ensiaputarvikkeet
- mittausvälineet (mm. säkäkorkeus, rinnanympärys ja -pituus)
- vaaka (tarvittaessa, sama/samanlainen rodun kaikissa jalostustarkastuksissa)
- trimmauspöytä (tarvittaessa)
- kehänauhaa alueen rajaamiseen (tarvittaessa)
- säävarauksen osalta ulkona tehtävissä jalostustarkastuksissa sadesuojat/sadetakit

### KÄYTTÄYTYMISEN JALOSTUSTARKASTUKSEEN TARVITTAVAT HENKILÖT JA TARVIKKEET

- 2 käyttäytymisen tarkastajaa (vähintään toinen pätevyity)
- vastaava toimitsija

#### **Avustajat**

- koirakkoa ohjeistava avustaja
- vähintään 6 henkilöä muihin tehtäviin (voivat olla osin samoja):
  - esitietojen kerääjä
  - tunnistusmerkinnän tarkastaja
  - koiraa käsittelevä avustaja (=vastaava toimitsija)
  - pallonheittäjä
  - ihmisjoukko kohtaan 7
  - 2 äänten tekijää kohtaan 8
  - yleisön opastaja / ovivahti

#### **Tarvikkeet**

- mikrosirun lukulaite + varaparisto
- tarkastettaville koirille sopivan vahvuinen sileä, tavallinen 1,8–2 m pitkä nahkatalutin, jossa on hyvin erottuvat teippimerkit käsilenkissä ja 80 cm:n päässä lukosta
- tarkastajille: pöytä, tuolit, kirjoitusvälineet, lomakkeet ja ohjeet
- käsipyyhkeitä, käsien desinfiointiaine
- ensiaputarvikkeet
- sekuntikello
- rullamitta/lasermitta vähintään 6 m
- varalle erikokoisia solkikaulapantoja
- tuoli avustajalle
- kehänauhaa alueen rajaamiseen
- leveää teippiä kehänauhan kiinnittämiseen sekä paikkojen merkitsemiseen (eri värejä). Ulkotestissä merkinnät tehdään esim. merkintämaalilla.
- 2 sermiä tai muuta ihmisen peittävää näköestettä



- 4 kompostiverkkoritolää
- akryylilevy (pleksi) väh. 1 m x 1 m
- akkuporakone + vara-akku tai laturi
- vappupillejä tai vastaavia
- kattilankansi halkaisija 23–26 cm
- vasara, kädensija pehmustettu esim. teipillä
- tarkastettaville koirille sopiva kevyt liina 10 m
- 2 palloa, halkaisija 8–15 cm
- tarkastettavien koirien lukumäärän verran pallon peittäviä paloja frotee- / teddykangasta (tai vastaavaa) sekä kangassuikaleita tai nauhanpätkiä niiden kiinnittämiseen
- 2 kpl pitkiä takkeja tai sadeviittoja
- 2 kpl sateenvarjoja (normaaleja varrellisia)
- 2 isoa lierireunaista hattua
- tarvittaessa kyltti: ”Testi meneillään, älä tule.”
- vieraskoirat: erituisia, samankokoisia ja samaa sukupuolta, kuin tarkastettavana olevat koirat